


One stop Guide Cannula

The puncture needle and cannula are integrated.
This is "All-In-One Cannula".



Advantages

- Easy to find medical procedure area.
시술부위를 쉽게 찾을수 있다.
- The cannula is easily inserted into the punching needle.
필러 캐놀라가 천공 바늘 내부로 쉽게 삽입된다.
- Reduction of medical procedure time.
시술시간이 줄어든다.
- Patient fatigue can be reduced.
환자 피로도를 줄일 수 있다.

Procedure



Punching medical procedure area.
시술 부위 천공




Insert the cannula into the needle.
캐놀라를 바늘에 삽입



Filler injection.
필러주입

One stop Guide Cannula



Spec

Filler Cannula		Punching Needle	
Gauge	Length	Gauge	Length
18G	50mm	16G	2~13mm
	70mm		
21G	40mm	19G,20G	
	50mm		
	70mm		
	40mm		
22G	50mm	19G,20G	
	70mm		
	40mm	20G,21G	
	50mm		
23G	70mm		
	40mm		
24G	50mm	21G,22G	
	70mm		
	40mm	21G,22G	
	50mm		
25G	70mm		
	40mm		
27G	50mm	23G	
	70mm		
30G	25mm		



Filler Cannula



Punching Needle

